

Стерильний хірургічний шовний матеріал Chirmax (РОЗСМОКТУЄТЬСЯ)

| Назва | Аналоги | Склад | Втрата міцності | Розмір нитки | Голка | Код |
|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--------|
| Chirasorb braided Хірасорб плетений | Vicryl Polysorb Novosyn | Плетена нитка із Полігліколід - ко-лактиду -10% з покриттям | 1 день - 100% 14 день - 75% 21 день - 50% 30 день - 25% Міцність на розрив: 35 днів Повна резорбція: 56-70 днів | USP 6/0 – USP 4 EP 0,7 – EP 6 Фіолетовий незабарвлений | HR 10 – 75 mm (колюча ½ кола) HS 18 – 55 mm (ріжуча ½ кола) DS 12 – 38 mm (ріжуча 3/8 кола) DR 15 – 30 mm (колюча 3/8 кола) HRX 13 – 70 mm (колюча посилена ½ кола) HRT 13 – 80 mm (кол. троакартне вістря ½ кола) FR 27, 38 mm (колюча 5/8 кола) | LV, LN |
| Chirasorb rapid braided Хірасорб рапід плетений | Vicryl rapid Novosyn quick | Плетена нитка із Полігліколід - ко-лактиду -10% з покриттям | 1 день - 100% 5 днів - 60% 10-14 днів - 0% Міцність на розрив: 12 днів Повна резорбція: 42 днів | USP 6/0 – USP 4 EP 0,7 – EP 6 Фіолетовий незабарвлений | HR 13 – 65 mm (колюча ½ кола) HS 12 mm (ріжуча ½ кола) DR 15 mm (колюча 3/8 кола) DS 15 – 19 mm (ріжуча 3/8 кола) HRX 50 mm (колюча посилена ½ кола) HRT 50 mm (колюча троакартне вістря ½ кола) | PR, PQ |
| Chirlac braided Хірлак плетений | Safil PGA Resorba | Плетена нитка із Полігліколевої кислоти з покриттям | 1 день - 100% 14 день - 65-75% 21 день – 45-50% Міцність на розрив: 28-35 днів Повна резорбція: 80-90 днів | USP 8/0 – USP 2 EP 0,4 – EP 5 Фіолетовий незабарвлений | HR 10 – 75 mm (колюча ½ кола) HS 18 – 55 mm (ріжуча ½ кола) DS 12 – 38 mm (ріжуча 3/8 кола) DR 15 – 30 mm (колюча 3/8 кола) HRX 13 – 70 mm (колюча посилена ½ кола) HRT 13 – 80 mm (кол. троакартне вістря ½ кола) FR 27, 38 mm (колюча 5/8 кола) | PG, PN |
| Chirlac rapid braided Хірлак рапід плетений | Safil quick PGA Resoquick | Плетена нитка із Полігліколевої кислоти з покриттям | 1 день - 100% 5 днів - 60% 10-14 днів – 0% Міцність на розрив: 12 днів Повна резорбція: 42 днів | USP 6/0 – USP 4 EP 0,7 – EP 6 Фіолетовий | HR 13 – 60 mm (колюча ½ кола) HS 18 – 55 mm (ріжуча ½ кола) DS 12 – 30 mm (ріжуча 3/8 кола) HRX 22 – 50 mm (колюча посилена ½ кола) HRT 37 – 50 mm (кол. троакартне вістря ½ кола) | PR |
| Monolac monofilament Монолак мононитка | Monocryl Monosyn Glycolon | Мононитка із Гліколід-ε-капролактону | 1 день - 100% 7 днів - 60% (фіолетовий) 50% (білий) 14 днів - 30% (Фіолетовий) 20% (незабарвлений) Міцність на розрив: 30 днів Повна резорбція: 90-120 днів | USP 6/0 – USP 1 EP 0,7 – EP 4 Фіолетовий незабарвлений | HR 13 – 40 mm (колюча ½ кола) HS 12 – 18 mm (ріжуча ½ кола) DR 13 mm (колюча 3/8 кола) DS 12 – 30 mm (ріжуча 3/8 кола) HRX 35 – 50 mm (колюча посилена ½ кола) HRT 17 – 25 mm (кол. троакартне вістря ½ кола) | MV, MN |
| Polydox monofilament Полідокс мононитка | PDS II MonoPlus Maxon | Мононитка із Полідіоксанону | 1 день - 100% 45 день - 50% Міцність на розрив: 90-98 днів Повна резорбція: 180-240 днів | USP 6/0 – USP 2 EP 0,7 – EP 5 Фіолетовий | HR 10 – 50 mm (колюча ½ кола) HS 18 – 48 mm (ріжуча ½ кола) DR 12, 17 mm (колюча 3/8 кола) DS 15 – 38 mm (ріжуча 3/8 кола) HRX 27 – 70 mm (колюча посилена ½ кола) HRT 26 – 48 mm (кол. троакартне вістря ½ кола) | DX |

Стерильний хірургічний шовний матеріал Chirmax (НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ)

| Назва | Аналоги | Склад | Розмір | Голка | Рекомендовано для застосування | Код |
|---|--|---|---|---|--|----------|
| Chiraflon monofilament Хірафлон мононитка | Pronova Resopren | Мононитка з Полівінілдефториду (PVDF) подібний до Тефлону | USP 7/0 – USP 1 EP 0,5 – EP 4 Синій | HR 13 – 18 mm (колюча ½ кола) HS 12 mm (ріжуча ½ кола) DRT 10, 13 mm (колюча 3/8 кола) DS 12 – 38 mm (ріжуча 3/8 кола) HRX 50 mm (колюча посилена ½ кола) HRT 13, 17 mm (кол. троакартне вістря ½ кола) | <ul style="list-style-type: none"> кардіоваскулярній хірургії пластичній та реконструктивній хірургії ортопедії і травматології для закриття шкіри | TF |
| Chiralen monofilament Хірален мононитка | Prolene Mopylen Premilene | Мононитка з Поліпропілену | USP 10/0 – USP 1 EP 0,2 – EP 4 Синій | HR 8 – 65 mm (колюча ½ кола) HS 22, 40, 50 mm (ріжуча ½ кола) DR 8 – 21 mm (колюча 3/8 кола) DS 12 – 90 mm (ріжуча 3/8 кола) HRX 26 – 50 mm (колюча посилена ½ кола) HRT 11 – 48 mm (кол. троакартне вістря ½ кола) | <ul style="list-style-type: none"> кардіоваскулярній хірургії пластичній та реконструктивній хірургії ортопедії і травматології для закриття шкіри | PP |
| Silon monofilament Сілон мононитка | Ethilon Dafilon Nylon Supramid Resolon | Мононитка з Поліаміду-6 (капрон) , Плетена нитка з Поліаміду-66 (нейлон) | USP 10/0 – USP 1 EP 0,2 – EP 4 Синій | HR 10 – 50 mm (колюча ½ кола) HS 12 – 40 mm (ріжуча ½ кола) DR 8 – 31 mm (колюча 3/8 кола) DS 10 – 90 mm (ріжуча 3/8 кола) HRX 35 – 50 mm (колюча посилена ½ кола) HRT 13 mm (колюча троакартне вістря ½ кола) | <ul style="list-style-type: none"> офтальмології пластичній та реконструктивній хірургії ідеальна для закриття шкіри | SM SB |
| Tervalon braided Тервалон плетений | Ethibond TI-Cron PremiCron Supolene | Плетена нитка з Поліестеру з покриттям | USP 6/0 – USP 5 EP 0,7 – EP 7 Зелений, або Білий | HR 8 – 40 mm (колюча ½ кола) HS 12 – 55 mm (ріжуча ½ кола) DR 12, 18, 21 mm (колюча 3/8 кола) DS 15 – 90 mm (ріжуча 3/8 кола) HRX 26 – 70 mm (колюча посилена ½ кола) HRT 17 – 50 mm (кол. троакартне вістря ½ кола) JRT 30 mm (колюча троакартне вістря гачок) | <ul style="list-style-type: none"> кардіоваскулярній хірургії пластичній і реконструктивній хірургії ортопедії і травматології (сухожилля) <p>Tervalon ідеально підходить для тимчасового безперервного шва і довготривалого інтрадермального шва.</p> | TG |
| Silk braided Шовк плетений | | Плетена нитка з Шовку з силіконовим покриттям | USP 8/0 – USP 5 EP 0,4 – EP 7 Синій, або Чорний | HR 10 – 40 mm (колюча ½ кола) HS 16 – 40 mm (ріжуча ½ кола) HS 16 – 40 mm (ріжуча ½ кола) DR 8 – 21 mm (колюча 3/8 кола) DS 15 – 19 mm (ріжуча 3/8 кола) HRX 50 mm (колюча, посилена ½ кола) HRT 17, 30 mm (кол. троакартне вістря ½ кола) | <ul style="list-style-type: none"> нейрохірургії для ушивання органів гастроінтестинального тракту, шкіри, слизової оболонки ротової порожнини | |



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:
ТОВ «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
 79057, Україна, м.Львів, вул.Антоновича, 128
 тел./факс +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua

MERCURY WEST
 CARE FOR YOU

Chirana T.Injecta, s.r.o.
 Komořanská 2148, 14300
 Prague 4, Česká republika
 +421 241 768 407
www.chirmax.cz

